

Praxisanschrift / Praxisstempel

## Bestellformular

Waterlase iPlus / MD - Turbo Tips

Per Fax: 09603 / 808 - 201

Per E-mail: [bestellungen@biolase.com](mailto:bestellungen@biolase.com)

✓	Waterlase Tips	Länge (mm)	Durchmesser (µm)	Klinische Anwendung	Artikel-Nr.	Tips / Box	Preis / Box	Menge	Gesamt
	MT4 / Tapered 5-Pack	6	400	B, C	7200303	5	246,70 €		
	MG6 / 4mm	4	600	A, B, C	7200611	3	228,06 €		
	MG6 / 9mm	9	600	A, B, C	7200613	3	228,06 €		
	MS75 / Straight Sapphire	6	750	A, B, C	7200623	3	228,06 €		
	MGG6 / 4mm – Nur für Gold-Handstück	4	600	A, B, C	7200740	3	228,06 €		
	MGG6 / 6mm – Nur für Gold-Handstück	6	600	A, B, C	7200741	3	228,06 €		
	MGG6 / 9mm – Nur für Gold-Handstück	9	600	A, B, C	7200742	3	228,06 €		
	MC3 / Chisel	9	300	A, C	7200690	2	228,06 €		
	MC6 / Tapered Sapphire for Bulk Reduction	9	600	A, B, C	7200691	2	228,06 €		
	MC12 / Tapered Sapphire for Bulk Reduction	9	1200	A, B, C	7200692	2	228,06 €		
	MZ3 / Perio	9	320	D, E, F	7200170	5	126,01 €		
	MZ3 / Perio	14	320	D, E, F	7200171	5	126,01 €		
	MZ6 / Standard 5-Pack	6	600	A, B	7200312	5	144,65 €		
	MZ6 / Mid 5-Pack	9	600	A, B	7200680	5	144,65 €		
	MZ6 / Long 5-Pack	14	600	A, B	7200313	5	144,65 €		
	MZ6 / Long 10-Pack	14	600	A, B	7200308	10	246,70 €		
	MZ8 / Nur für iPlus	6	800	A, B	7200841	30	354,07 €		
	MZ10 / Nur für iPlus	6	1000	A, B	7200851	30	354,07 €		
	MX5	N/A	500	A, C	7200103	2	264,45 €		
	MX7	N/A	700	A, C	7200108	2	264,45 €		
	MX9 / Nur für iPlus	N/A	900	A, C	7200111	2	264,45 €		
	MX11 / Nur für iPlus	N/A	1100	A, C	7200110	2	264,45 €		
✓	Radial Firing Tips	Länge (mm)	Durchmesser (µm)	Klinische Anwendung	Artikel-Nr.	Tips / Box	Preis / Box	Menge	Gesamt
	Anterior / (1) RFT2 25mm, (1) RFT3 21mm	25 / 21	200 / 300	D, E	7200795	2	53,24 €		
	Posterior / (1) RFT2 21mm, (1) RFT3 17mm	21 / 17	200 / 300	D, E	7200801	2	53,24 €		
	RFT2 / Radial Firing Tip	21	200	D, E	7200820	30	599,00 €		
	RFT2 / Radial Firing Tip	25	200	D, E	7200821	30	599,00 €		
	RFT3 / Radial Firing Tip	17	300	D, E	7200822	30	599,00 €		
	RFT3 / Radial Firing Tip	21	300	D, E	7200823	30	599,00 €		
	RFPT5 / Radial Firing Tip	10	500	D, E	7200113	10	217,41 €		
	RFPT5 / Radial Firing Tip	14	500	D, E	7200109	10	217,41 €		
	RFPT8 / Radial Firing Tip	10	800	D, E	7200863	10	217,41 €		
	RFPT8 / Radial Firing Tip	14	800	D, E	7200864	10	217,41 €		
	Starter Pack / (1) RFPT5 14mm, (1) RFPT8 14mm			D, E	7200828	2	43,48 €		
✓	Side Firing Tips								
	SFT8 / Side Firing Tip	18	800	G	7230002	1	261,78 €		
	SFT8 / Side Firing Tip	18	800	G	7230003	2	436,26 €		

Gesamtsumme + 19 % MwSt.  
Zzgl. Frachtkosten

**A Hartgewebe:** Kavitätenpräparation Klasse 1 bis 5, Kariesentfernung, Schmelzbearbeitung, Präparation für Endo

**B Weichgewebe:** Gingivoplastik, Gingivektomie, Excision von Läsionen, Entfernung von Epithelgewebe, Frenektomie

**C Hartgewebe:** Beginnender und manifester Karies, Excavitation von Einschlüssen und Fissuren (Versiegelung), Kronenverlängerung, Knochenbezogene Behandlungen

**D Hartgewebe:** Wurzelkanalpräparation, Wurzelkanalreinigung und –sterilisation

**E Weichgewebe:** Pulpanentfernung, Pulpotomie für Endo

**F Weichgewebe:** Sulcus: Reinigung und Sterilisation

**G Side Firing Tip** ist eine Premium-Saphirspitze, die im Vergleich zum Einmalgebrauch wiederverwendbar ist. Diese Spitze feuert die Laserenergie im 90 Grad Winkel ab, um die gesamte Implantatoberfläche zu reinigen

Datum, Unterschrift

Stand April, 2019